

Installation The Grid 2

A la fin du téléchargement, vous devriez trouver un fichier compressé au format .ZIP sur votre ordinateur (lors du lancement du téléchargement, il vous est demandé de choisir à quel endroit vous souhaitez enregistrer le fichier, choisissez votre Bureau Windows, vous retrouverez ainsi facilement le fichier) :

Faites alors un clic droit sur ce fichier intitulé « TheGrid2_v2.7.43FR.zip » :



Sélectionnez « Extraire tout... »

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « suivant »



Il faut ensuite spécifier où seront extraits les fichiers, cliquez alors sur le bouton « Parcourir... »




Cliquez sur « Bureau » pour qu'il soit en surbrillance et ensuite sur le bouton OK :




Vous revenez alors à la fenêtre précédente, appuyez sur « Suivant »

A la fin du processus d'extraction, la fenêtre ci-dessous apparaît :




Décochez « Afficher les fichiers extraits » et cliquez sur « Terminer ».

Un nouveau dossier doit donc se trouver sur votre Bureau windows, comme ci-dessous :




Double cliquez alors dessus pour l'ouvrir et afficher son contenu
Sélectionnez alors tous les fichiers :




Faites un clic droit sur les fichiers sélectionnez et choisissez « Copier »

Il faut Coller tous ces fichiers à la racine de votre disque dur (généralement appelé C:/)



Lorsque la copie est terminée, double cliquez sur le fichier appelé « SETUP.EXE » c'est lui qui va lancer la procédure d'installation de The Grid 2.



La 1^{ère} fenêtre d'installation apparaît, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider dans l'installation :



Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez supprimer tous les fichiers que vous avez placés dans C:/, ils ne serviront plus.

