

# Lightwriter SL40

## Pour quels types de handicap ?



**Lightwriter SL40** est une aide à la communication textuelle dédiée aux personnes **dépourvues de la parole**, cherchant un **appareil/une machine pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage et l'extérieur**.

**Lightwriter SL40** a été conçu pour un usage sur une table, lit ou fauteuil roulant. Une housse de transport permet d'avoir l'appareil toujours avec soi et contrairement à un ordinateur, le **démarrage et l'arrêt de l'appareil se font instantanément** pour que vous soyez toujours prêt à communiquer.

**Lightwriter SL40** dispose de **voix ACAPELA masculine et féminine** de très bonne qualité, vous pourrez régler leur vitesse d'élocution ainsi que la façon dont elles doivent agir : à la fin de chaque mot, phrase etc..

**Lightwriter SL40** fonctionne sur **batterie rechargeable longue durée** qui vous permet de communiquer pendant une journée entière.

**Lightwriter SL40** se décline en deux versions indépendantes. Une version standard qui permet tout de même d'envoyer et de recevoir des sms en intégrant sa propre carte Sim. La version "Connect" de **Lightwriter SL40** permet quant à elle de **passer et de recevoir des appels téléphoniques**, les voix Acapela se charge alors de parler à votre place à votre interlocuteur lorsque vous saisissez du texte ou alors le micro intégré peut transmettre le son d'une personne qui intervient dans la conversation à vos côtés.

# Pourquoi Lightwriter SL40 ?

---

## Accessibilité

- par clavier mécanique. Les différents réglages permettent d'influencer sur les temps d'appui, de répétition, afin d'adapter réellement l'appareil aux capacités physiques de la personne. A noter que l'accès aux réglages se fait très facilement et rapidement grâce à des raccourcis de touches.
- 3 types de guides doigts sont fournis avec Lightwriter SL40, pour avoir des touches « enfoncées », « rasantes ou « sortantes ».
- Il est possible de monter le clavier en format AZERTY ou ALPHABETIQUE. Aussi les touches de fonctions « essentielles » peuvent être placée à droite ou à gauche de l'appareil en fonction des capacités de l'utilisateur surtout dans le cadre d'une hémiplégié.
- 2 écrans (utilisateur + interlocuteur avec possibilité de verrouiller ce dernier)
- Montage possible sur sangle « tour de cou » ou sur support fauteuil roulant (en option)

## Actions

- Aides à la communication par clavier textuel transcrit en voix de synthèse (homme ou femmes et paramétrables)
- Voix de synthèse anglaises intégrées dans l'appareil. Autres langues en option.
- Accès facilité à des phrases en mémoire, des abréviations pour accélérer la communication
- Prédiction de mots dynamique (mise en mémoire automatique du vocabulaire utilisé et rangement par ordre de fréquence d'utilisation)
  
- Envoi de codes infra rouge pour piloter les équipements audio vidéo, la domotique (volets, portes, lumière,...), avec un maximum de 8 codes IR.
- Envoi et réception de SMS
- Emission et réception d'appels GSM (avec la version « Connect » uniquement)

## Caractéristiques

- Réglages simples et facilement accessibles
- Petit, boîtier élégant et robuste
- Voix masculine et féminine ACAPELA et puissance sonore
- Batterie rechargeable longue durée (8 heures d'utilisation)
- livré avec une sacoche de transport.
- dimensions : 24cm x 14cm x 5,8cm
- dimensions du clavier : 21cm x 5,5cm
- dimensions touches : 1,2cm x 1cm
- poids : 890gr

# Accompagnement

---

Par la société Proteor ou son réseau de prestataires qualifiés :

- Expert depuis plus de 32 ans
- Installation/mise en service possible
- Présentation sur place
- Devis gratuit
- Maintenance spécifique

## Références

---

Référence	Désignation
7L40	Lightwriter SL40
7L42	Lightwriter SL40 Connect
<b>ZZDIVA(VMS#)</b>	<b>Bras sur mesure s'adaptant à tout type de fauteuil roulant</b>
7R40 + 7R15	Adaptateur RHD Lightwriter SL40 pour UDS + Support 3 segments RHD avec adaptateur UDS 1,5Kg
7L4004	Protection pour 7L40/42 pour guide doigts standard
7L4005	Protection pour 7L40/42 pour guide doigts épais
7L4006	Protection pour 7L40/42 pour guide doigts fin

# Contacts et renseignements

---

## Proteor aides électroniques

- Par email : [aides.electroniques@proteor.com](mailto:aides.electroniques@proteor.com)
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : [aides.electroniques.proteor.fr](http://aides.electroniques.proteor.fr)

## Assistance technique / support client

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : [support@proteor.com](mailto:support@proteor.com)