

Synthèse journées d'information produits
Aides Electroniques - Proteor
Jeudi 2 octobre 2008 - Bavilliers (90)

Madame, Monsieur,

Par cette présente, je tiens à vous remercier de votre participation parmi une des demi journées d'information produits Aides Electroniques Proteor. Plus que des présentations, ces différentes sessions ont finalement été des réunions de travail orientées sur la connaissance, et le partage de l'expérience de l'utilisation des aides électroniques.

Comme convenu, je vous transmets les informations complémentaires demandées lors de ces journées, à savoir :



WINSIL et WINPOCKET sur Gotive ou PC

Les logiciels Winsil (aides à la communication), et winpocket (programmation de la grille de communication sur Gotive), ne sont pas livrés avec des banques d'images. En revanche, il est possible d'y intégrer vos propres pictogrammes ou images personnelles, provenant par exemple de la banque Boardmaker (plus de 3000 pictogrammes).

Solution pour programmer les synthèses Vantage/Vanguard depuis un PC

Le logiciel « Pass » permettent de programmer les synthèses Vantage, Vanguard depuis le PC, et peuvent être fournis sur demande. Cela permettra de programmer les synthèses depuis le PC et laisser à temps complet la synthèse à l'utilisateur.

Les compatibilités des commandes avec les joysticks des fauteuils roulants

Vous trouverez aussi, ci joint un fichier qui permet d'expliquer la gestion kéop avec les joysticks des fauteuils électriques.

Essayez Wiwik, logiciel de clavier virtuel inclus une prédiction de mot et une synthèse vocale

Concernant le logiciel Wiwik qui réunit à la fois un clavier virtuel, une prédiction de mot et une synthèse vocale (qui permet de lire le texte saisi), vous trouverez sa version de démonstration en téléchargement sur le lien suivant :

http://www.prentrom.com/component/option.com_docman/Itemid,108/task,cat_view/gid,6

Clavier adapté Intellikeys et clavier personnalisé par overlaymaker

Le clavier Intellikeys fournit avec ses différentes pages claviers peut être adapté sur différents postes informatiques via la liaison USB. Le logiciel Overlaymaker permet lui de créer ses claviers personnalisés, pour ensuite le transférer sur le clavier Intellikeys et l'utiliser depuis n'importe quel PC.

Mise en service, formations et essais de matériels

D'autre part, une interrogation était venue pour l'apprentissage d'utilisation des différents dispositifs. Pour ce faire, nous avons deux types de produits dans nos gammes : « les prêts à l'emploi » et les synthèses pouvant utiliser le concept Minspeak (Springboard, Vantage, Vanguard, concept publié et travaillé notamment par l'association ISAAC : <http://www.isaac-fr.org/> et http://www.isaac-online.org/select_language.html) qui sont livrées avec deux journées de formations pour deux personnes (généralement un thérapeute et un membre de la famille lors d'une acquisition personnelle). Toutefois, nous proposons un catalogue de formations spécifiques.

La question du matériel en prêt et en location avait aussi pris place à chacune des interventions. Les associations suivantes disposent du matériel Proteor. N'hésitez pas à les contacter pour connaître leur mode de mise à disposition du matériel aux adhérents ou non.

Association du Locked In Syndrom (ALIS) : <http://alis-asso.fr/>

Association pour la Recherche sur la SLA (ARS) : <http://www.ars-asso.com/index.php?act=1,2,1>

Réseau Nouvelles Technologies (RNT) : <http://rnt.over-blog.com/>

Adaptech :

<http://www.handicap.org/pages/PlateformeNouvellesTechnologies/adaptech.asp>

Des journées comme celle-ci vont probablement se reproduire dans les prochains semestres, et n'auront de valeurs et d'intérêts que par votre engagement comme vous l'avez fait. Toutefois, ces journées ont et resteront avec des objectifs de prises de connaissances du matériel existant et de partage d'expériences entre les thérapeutes, et ne substitueront pas les essais ponctuels à titre individuel, ainsi que les formations spécifiques aux produits. Bernard Hennequin et moi-même restons à votre disposition pour continuer à conseiller et mettre en place des projets de réadaptation.

En vous remerciant à nouveau de votre participation active, et restant à votre disposition pour toute information complémentaire.

Raphaël TERRIER
Conseiller Aides Electroniques
Proteor