



	Grid 3						Tobii Communicator 5		Nu Voice			×	Comm book											
Code de Communication	Grid 3						Tobii Communicator 5		Nu Voice			×	Comm book											
Logiciel intégré	Grid 3						Tobii Communicator 5		Nu Voice			×	Comm book											
Logiciels possibles	Tobii Communicator - Mind Express et autres sous Windows (mais vérifier les compatibilités contrôle d'environnement et contacteurs)						Grid 3 - Tobii Communicator - Mind Express et autres logiciels sous windows (mais vérifier les compatibilités contrôle d'environnement et contacteurs)					×												
PICTO																								
Symbolstix	✓						✓		Option				×											
Bliss	Option						×		×				×											
PCS	Option						×		Option				×											
Minspeak	×						×		✓				×											
Importation possible	✓						✓		✓			×	✓											
Catégorisation / Arborescence	✓						✓		✓			×	✓											
Concept Minspeak / Association	×						×		✓				×											
TEXTE																								
Prédiction de mot	✓								✓				✓											
Phrases en mémoire	✓								✓				✓											
Clavier ABC	✓								✓				✓											
Clavier AZERTY	✓								✓				✓											
Clavier phonétique	✓								✓				×											
Clavier personnalisable	✓								✓				×											
MOYEN D'ACCÈS																								
Ecran tactile	✓								✓			×	✓											
Taille	8,3 pouces	10,1 pouces	11,6 pouces	17,3 pouces	11,6 pouces	17,3 pouces	12,1 pouces	15 pouces	8 pouces	10,1 pouces	14 pouces	-	4,3 pouces											
Format	16/9						4/3	4/3	16/9	16/9	16/9	-	-											
Technologie	Capacitif						Capacitif	Capacitif	Capacitif	Capacitif	Capacitif	Clavier mécanique	Capacitif / Face avant résistante aux liquides											
Nombre de touche	Personnalisable								Personnalisable			52	Personnalisable											
Clavier mécanique	×								×			✓	×											
Guides doigts	×						Option		×	Option (4-8-15-45-60-84-144 touches)			✓	×										
Commande oculaire	×		Option		Option		Option		×	Option Nu Eye ou MGA2			×											
Commande par interface souris / Joystick USB	✓								✓				×											
Commande par joystick fauteuil roulant	✓ (Bluetooth) ou BJOY ring								✓ (Bluetooth) ou BJOY ring				×											
Entrée contacteur pour défilement	si adaptateur USB/contacteur		2 entrées						2 entrées			×	Câble en option											
Retour auditif pour défilement	✓								✓				×											
CONDITIONS D'UTILISATION / SUPPORT																								
Taille (mm)	227 x 150 x 125	269 x 185 x 2	310 x 200 x 50	440 x 325 x 50	310 x 200 x 50	440 x 325 x 50	307 x 274 x 105	369 x 326 x 112	229 x 147 x 36	282 x 18 x 36	358 x 226 x 46	240 x 140 x 550	130 x 100 x 30											
Poids (g)	540	750	1000	2750	1400	3250	2800	3800	1090	1630	2680	870	250											
Tour de cou	✓		×				×		Option			×	✓											
Fixation sur fauteuil	×		✓						✓				×											
Support lit	×		✓						✓				×											
Utilisation en extérieur			✓		×				✓				✓											
Puissance sonore	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●											
Autonomie (heure)	5		6		4		2 - 3		2		9 - 11		8 - 10		11 - 13		13 - 15		18 - 20		10 - 12		8 (55 jours en veille)	
FONCTIONS AUXILIAIRES																								
Contrôle d'environnement	×	×	Infrarouge + Easy wave + Radio BJ (option)						Infrarouge + Radio BJ (option)			Infrarouge (8 codes max.)	×											
Contrôle Windows	✓								✓			×	×											
E-mail	✓								✓			×	×											
Internet	✓								✓			×	×											
SMS - GSM	×								✓			×	×											
Téléphonie - GSM	×						✓ en Bluetooth avec téléphone compatible (nous consulter)		✓ en Bluetooth avec téléphone compatible (nous consulter)			Carte SIM à insérer	×											
Musique	✓								✓			Version connect	×											
Prise de photo	✓								✓			×	×											
Vidéo	✓								✓			×	×											
Garantie	2 ans *						3/5 ans casse incluse *		3 ans casse incluse *			2 an *	2 ans *											
RÉFÉRENCES	7S01B	7S10B	7S03B 7S03BP	7S18B	7S05BT 7S05BM	7S18BT 7S18BM	Avec commande oculaire : I 12+ = 7N25 I 15+ = 7N26		Sans commande oculaire : I 12+ = 7N27 I 15+ = 7N28		7F06B-EXT3	7F03B-EXT3	7F14-EXT3	7L40 7L42 (connect)	7N65									