

CONTRÔLE D'ENVIRONNEMENT

Les Émetteurs

								
	BJ control 6	BJ control Pro	BJ control USB	BJ control +	Housemate Lite	Kéo	Télo	Servus
ACTIONS								
Infrarouge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Radio BJ	✓	✓	✓	✓	×	×	option	option
Radio Easy wave	×	×	×	×	×	×	×	✓
Par adresse IP (page internet)	×	×	×	×	×	×	×	✓
GSM appels	×	×	×	selon tablette ou smartphone utilisé	×	×	carte SIM à intégrer	Via bluetooth
GSM SMS	×	×	×		×	×		
Accès informatique/multimédia	×	×	×	×	Pilotage PC		Environnement Windows intégré	
ACCÈS								
Direct	6 touches	15 touches	Selon PC	selon tablette ou smartphone utilisé	10 touches	écran tactile monochrome 9 ou 20 touches	écran tactile couleur paramétrable	écran tactile paramétrable 10 pouces
Pointeur USB	×	×	✓		×	×	✓	✓
Joystick Fauteuil	×	×	×	×	×	✓	✓	Bluetooth
Commande vocale	×	×	×	×	×	×	Option	Avec micro en option
Défilement contacteur	×	✓	✓	Possible	✓	✓	✓	✓
Retour auditif au défilement	×	×	×	✓	✓	×	✓	✓
Commande oculaire	×	×	Possible	×	×	×	×	Option
SPÉCIFICITÉS								
Taille	8,4 x 5,3 x 1,9 cm	11,4 x 6,5 x 1,45 cm	8,1 x 4,9 x 1,2 cm	selon tablette ou smartphone utilisé	17,2 x 7,7 x 2,5 cm	12,8 x 9,2 x 3,7 cm	16,2 x 9,7 x 3,6 cm	27,2 x 17,7 x 3,5 cm
Poids	240g	400g	240g		235g	500g	420g	1400g
Bras support	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
Robustesse	●●●●●	●●●●●		●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●
Autonomie	3 semaines	3 semaines	PC		piles, plusieurs semaines	8/12h	6/12h	tablette 3/5h
RÉFÉRENCES	7BJ20	7BJ19	7BJ21	7BJ31	7T42	7T11-A	7T600	7S04B