

# Grid Pad

Grid Pad Go – Grid Pad Pro – Grid Pad Eye

## Pour quels types de handicap ?

Grid Pad Go  
(8''-10'')

Grid Pad Pro  
(11''-13''-18'')

Grid Pad Eye  
(11''-13''-18'')










**Grid Pad** est une gamme d'appareil de communication dédiés aux personnes dépourvues de la parole, cherchant un outil pour communiquer/parler/s'exprimer/échanger avec leur entourage et l'extérieur via de la voix enregistrée ou de la voix de synthèse.

**Grid pad** est aussi un générateur d'applications, permettant selon les modèles et options de faire du Contrôle d'environnement, de la navigation internet et Windows, d'envoyer des emails, des SMS, et de faire du multimédia (voir tableau de synthèse page suivante).

**Grid pad** est donc particulièrement destiné aux personnes :

- Ayant des troubles d'élocution avec ou sans trouble de langage associé et avec ou sans trouble moteur associé.
- Cherchant une personnalisation d'accessibilité aux fonctions informatiques, de contrôle d'environnement et de téléphonie

# La gamme Grid Pad

Grid Pad							
							
	Go 8	Go 10	Pro 11	Pro 11 portable	Pro 18	Eye 11	Eye 18
<b>Code de communication</b>							
Logiciel intégré	Grid 3						
Logiciels possibles	Tobii Communicator – Mind express et autres sous Windows (mais vérifier les compatibilités contrôle d'environnement et contacteurs)						
<b>Picto</b>							
Symbolstix	Oui						
Bliss	Option						
PCS	Option						
Minspeak	X						
Importation possible	Oui						
Catégorisation/ arborescence	Oui						
Concept Minspeak / Association	X						
<b>Texte</b>							
Prédiction de mot	Oui						
Phrases en mémoires	Oui						
Clavier ABC	Oui						
Clavier AZERTY	Oui						
Clavier Phonétique	Oui						
Clavier personnalisable	Oui						
<b>Moyen d'accès</b>	Go 8	Go 10	Pro 11	Pro11P	Pro 18	Eye 11	Eye 18
Ecran tactile	Oui						
Taille	8,3 pouces	10,1 pouces	11,6 pouces	11,6 pouces	17,3 pouces	11,6 pouces	17,3 pouces
Technologie	Capacitif						
Nombre de touche	Personnalisable						
Clavier mécanique	X						
Guides doigts	X						
Commande oculaire	X					Option	Option
Commande par interface souris/ joystick USB	Oui						
Commande par joystick fauteuil roulant	Oui (Bluetooth) ou BJOY ring						
Entrée contacteur pour défilement	Non ou avec adaptateur USB/contacteur			2 entrées			
Retour auditif pour défilement	Oui						
<b>Conditions d'utilisation / Support</b>	Go 8	Go 10	Pro 11	Pro 11P	Pro 18	Eye 11	Eye 18
Taille (mm)	227/150/12,5	269/180/12,5	310/200/50	310/200/50	440/325/50	310/200/50	440/325/50
Poids (g)	540	750	1000	<1000	2750	1400	3250
Tour de cou	Oui						
Fixation sur fauteuil	X		Oui	X	X	Oui	X
Support lit	X		Oui	X		Oui	
Puissance sonore	***	***	****	****	****	****	****
Autonomie	Jusqu'à 5 heures		Jusqu'à 6 heures	Jusqu'à 6 heures	Jusqu'à 4heures	2 heures 30	2 heures
<b>Fonctions auxiliaires</b>	Go 8	Go 10	Pro 11	Pro 11P	Pro 18	Eye 11	Eye 18
Contrôle d'environnement	X	X	Infra rouge + Radio Easy wave + Radio BJ (option)				
Contrôle Windows	Oui						
Email	Oui						
Internet	Oui						
SMS – GSM	Oui en Bluetooth avec Téléphone Android compatible						
Téléphonie – GSM	Oui en Bluetooth avec Téléphone Android compatible (le son passe via le micro et le HP du téléphone)						
Musique	Oui						
Prise de photo	Oui						
Vidéo	Oui						
<b>Références</b>	7S01B	7S10B	7S03B	7S03PB	7S18B	7S05BT 7S05BM	7S18BT 7S18BM

# Logiciel Grid 3 inclus

- **Communication pictographique performante** : Grid 3 intègre une fonction très intéressante de chaînage des cellules permettant la conjugaison de verbe (JE + ETRE + PRESENT = je suis, VOUS + ETRE + FUTUR = vous serez).
- **Communication textuelle personnalisable** : Prédiction de mots, phrases en mémoires, taille, forme et couleur du clavier
- **Programme Evolutif** : des grilles de communication simples avec quelques cases pour une introduction à la communication, jusqu'à des systèmes par arborescences complets pour une communication fonctionnelle
- **Un outil multifonctionnel et polyvalent**
- **Simple et intuitif à programmer**
- **Site de partage des grilles en ligne (gratuit)**

## Références

Référence	Désignation
7S01B	Grid Pad Go 8 (sangle/haut-parleur Bluetooth/Grid 3, 1+1 activation)
7S10B	Grid Pad 10 (sangle/haut-parleur Bluetooth/ Grid 3, 1+1 activation)
7S03B	Grid Pad Pro (Grid 3, 1+1 activation)
7S03PB	Grid Pad Pro Portable (sangle/ Grid 3, 1+1 activation)
7S05BT	Grid Pad Eye 11 compatible PC Eye Mini (Grid 3, 1+1 activation)
7S05BM	Grid Pad Eye 11 compatible MGA2 (Grid 3, 1+1 activation)
7S18B	Grid Pad 18 (Grid 3, 1+1 activation)
7S18BT	Grid Pad 18 avec station d'accueil pour PC Eye Mini (Grid 3, 1+1 activation)
7S18BT	Grid Pad 18 avec station d'accueil pour MGA2 (Grid 3, 1+1 activation)
7S0201	Haut-parleur Bluetooth (inclus dans Grid Pad GO 8 et Grid Pad GO 10)
7E1401	Option symboles PCS (ne convient pas avec Grid Player sur IOS)
7C45	Joycable (adaptateur USB pour utilisation logiciel The Grid avec contacteur)
7C47	Blue 2 switch contacteur Bluetooth – Pour Grid Pad GO convient aussi pour iPad (IOS)
7N50	Commande Oculaire Tobii PC Eye Mini (pour 7S05BT ou 7S18BT)
7VI02	Commande oculaire My Gaze A2 (pour 7S05BM ou 7S18BM)
7R02	Support roulettes RHD Télescopique (TS)/(LA)
7R03	Support roulettes RHD Pliable/(TS)/(LA)
<b>ZZDIVA</b>	<b>Support sur mesure pour fauteuil roulant</b>

# Accompagnement

---

Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis 32 ans*
- *Formation spécifique possible*
- *Installation/mise en service possible*
- *Devis gratuit*
- *Maintenance spécifique*
- *Possibilité d'explication et d'assistance par téléphone (gratuit)*
- *Possibilité de prise en main à distance de The Grid si connecté à internet*

## Contacts et renseignements

---

### **Proteor aides électroniques**

- Par email : [aides.electroniques@proteor.com](mailto:aides.electroniques@proteor.com)
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : [aides.electroniques.proteor.fr](http://aides.electroniques.proteor.fr)

### **Assistance technique / support client**

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : [support@proteor.com](mailto:support@proteor.com)