

# Tablette I-110

## Pour quels types de handicap ?

---



**I-110**, est une tablette de communication dédiée. Elle a été conçue et pensée pour les personnes en situations de handicap. L'ergonomie, la transportabilité, la puissance sonore et l'autonomie sont les atouts principaux de I-110.

Couplée aux logiciels de communication intégrés (Communicator 5 et Snap), I-110 révèle alors toute sa simplicité d'utilisation.


**I-110**, est garantie 2 ans casses incluses\*. Associée à l'assistance technique Proteor Premium, c'est tout votre projet de Communication Alternative Améliorée qui devient durable et sans surprise.

**I-110** peut être utilisée pour les différentes pathologies citées ci-dessous :

- Autisme
- Sclérose latérale amyotrophique
- Sclérose en plaque
- AVC
- Traumatismes crâniens
- Laryngectomie
- IMC
- Maladies neurologiques

# Caractéristiques

---



- Ecran : 10,1 pouces – 1920\*1200 pixels – Capacitif Gorilla Glass
- Poids : 1,15 kg
- Dimensions : 257 \* 185 \* 35 mm
- Batteries : Lithium-Ion 4090mAh
- Autonomie : 10 heures utilisation standard
- Temps de charge : 4 heures

- Haut-parleurs : 2 haut-parleurs intégrés
- Microphone : 1 entrée 3,5 Microphone/Ecouteurs
- Connectique : 1 USB 3.0 – 2 entrées contacteurs
- Boutons : 1 volume + / 1 Volume –
- Wifi : WLAN
- Bluetooth : Bluetooth 4.0 BLE
- Camera : Arrière 8MP – Frontale 2 MP
- Contrôle d'environnement : 4 émetteurs Infra rouge (vérifier la compatibilité avec vos récepteurs)

- Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 pro
- Processeur : Intel Atom x5 Z8350
- RAM : 4Go
- Mémoire flash : 128 Go eMMC

- Garantie : 2 ans casses incluses\*
- Extension de garantie : Version 3 ans et 5 ans casses incluses \*disponibles.

**Protection IP54 – Test de chute 1,5mètres – Chassis Magnesium  
Norme Dispositif Medical**

\*Voir conditions fiche « garantie »

# Logiciels de Communication

I-110 est fournie avec les logiciels :

- Communicator 5
- Snap+ core first
- Snap scene

Elle peut recevoir l'ensemble des logiciels de communication fonctionnant sous Windows et répondant aux exigences techniques matérielles tels que :

- Grid 3
- Mind express

## Références

| Référence           | Désignation   |
|---------------------|---|
| <b>7TD110</b>       | <b>Tablette de communication I-110 garantie 2 ans Casses incluses</b> |
| <b>7TD110G3</b>     | <b>Tablette de communication I-110 Garantie 3 ans Casses incluses</b> |
| <b>7TD110G5</b>     | <b>Tablette de communication I-110 Garantie 5 ans Casses incluses</b> |
| 7TD11001            | Chargeur Tablette I 110 (inclus avec I 110)                           |
| 7TD0103             | Bandoulière pour Indi-I 110 (inclus avec Indi et I-110)               |
| 7TD11003            | Poignée et système de fixation I 110                                  |
| 7TD11004            | Coque de protection I 110   |
| 7TD11005            | Coque de protection I 110 insert guide doigt                          |
| 7TD51FIX            | Adaptateur Eye mobile + et I110 pour Support RHD                      |
| ZZDIVA              | Guide doigt pour I 110  |
| <b>7E30</b>         | <b>Logiciel Grid 3</b>  |
| <b>706201ATPCO2</b> | <b>Assistance Technique Proteor Premium 2 ans</b>                     |
| <b>706201ATPCO3</b> | <b>Assistance Technique Proteor Premium 3 ans</b>                     |
| <b>706201ATPCO5</b> | <b>Assistance Technique Proteor Premium 5 ans</b>                     |
| <b>ZZMISES3</b>     | Mise en service et initiation sur site avec logiciel de communication |



# Accompagnement

---

Par la société Proteor ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour vous accompagner dans un projet durable :

- Expert depuis plus de 30 ans
- Installation/mise en service
- Assistance Technique Proteor Premium
- Formation spécifique I-110

## Assistance Proteor Premium

---

Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement des technologies au service de l'indépendance et de l'autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maîtriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela Proteor a conçu un service d'assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l'utilisation quotidienne de ces technologies. Découvrez les services proposés par l'Assistance Proteor Premium sur notre site internet.

## Contacts et renseignements

---

### Proteor aides électroniques

@mail aides.electroniques@proteor.com  
Téléphone 03 80 78 42 20

[Formulaire de demande d'évaluation](#) sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

### Assistance technique Proteor Premium

*Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail*

@mail support@proteor.com  
Téléphone 03 80 78 42 49

[Formulaire de prise en charge SAV](#) sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :

***[www.aides.electroniques.proteor.fr](http://www.aides.electroniques.proteor.fr)***