

Tablette Indi

Pour quels types de handicap ?



Indi, est une tablette de communication dédiée. Elle a été conçue et pensée pour les personnes en situations de handicap. L'ergonomie, la transportabilité, la puissance sonore et l'autonomie sont les atouts principaux de Indi.

Couplé à votre logiciel de communication, Indi révèle alors la simplicité d'utilisation.

Associée à l'assistance technique Proteor Premium et à une garantie de 2 ans casses incluses, c'est tout votre projet de Communication Alternative Améliorée qui devient durable et sans surprise.

Indi peut être utilisée pour les différentes pathologies citées ci-dessous :

- Autisme
- Sclérose latérale amyotrophique
- Sclérose en plaque
- AVC
- Traumatismes crâniens
- Laryngectomie
- IMC
- Maladies neurologiques

Caractéristiques



- Ecran : 10,1 pouces – 1920*1200 pixels – Capacitif multi-points
 - Poids : 765g
 - Dimensions : 24,4 * 17,6 * 3,5 cm
 - Batteries : Lithium-Ion 29,6 Wh
 - Autonomie : 8 heures utilisation standard
 - Temps de charge : 4 heures
 - Alimentation : Chargeur 12V DC
-

- Haut-parleurs : 2*31mm, 4 ohms, 3,5W
 - Microphone : 1 microphone analogique
 - Connectique : 2 Micro USB B 2.0 et 1 Micro USB B 3.0
 - Boutons : 1 volume + / 1 Volume –
 - Wifi : IEEE 802.11 a/b/g/n
 - Bluetooth : Bluetooth 4.0 LTE
 - Camera : Arrière 5MP – Frontale 2 MP
 - Capteurs : Gyroscope 3 axes – accéléromètre – compas – lumière ambiante
 - Contrôle d'environnement : Infra rouge (communicator 5 seulement et vérifier la compatibilité avec vos récepteurs)
-

- Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 pro
 - Processeur : Intel Atom Z8350 – 4 cores, 2MB cache – 1,92Ghz
 - RAM : 4Go
 - Mémoire flash : 64 Go eMMC
-

- **Garantie :** 2 ans

En option : Garantie avec prise en charge des casses accidentelles. (cf tableau références)

Logiciels de Communication

Indi peut recevoir l'ensemble des logiciels de communication fonctionnant sous Windows et répondant aux exigences techniques matérielles tels que :

- Grid 3
- Communicator 5
- Mind express

Références

Référence	Désignation
7TD01	Tablette de communication Indi garantie 2 ans
7TD0127	Tablette de communication Indi avec TC5
7TD01G2	Garantie « casses » 2 ans Indi
7E30	Logiciel Grid 3
7TD0101	Chargeur pour Indi (inclus avec Indi)
7TD0102G	Coque de protection Indi Grise
7TD0102F	Coque de protection Indi Framboise
7TD0102B	Coque de protection Indi Bleue
7TD0103	Bandoulière pour Indi
7TD0104G	Stand & bandoulière et protection Indi Grise
7TD0104F	Stand & bandoulière et protection Indi Framboise
7TD0104B	Stand & bandoulière et protection Indi Bleue
7TD0105	Sac de transport Indi
7TD0106	Cadre Guide doigt pour Indi
706201ATPCO2	Assistance Technique Proteor Premium 2 ans
706201ATPCO3	Assistance Technique Proteor Premium 3 ans
706201ATPCO5	Assistance Technique Proteor Premium 5 ans
ZZMISES3	Mise en service et initiation sur site avec logiciel de communication



Accompagnement

Par la société Proteor ou son réseau de prestataires qualifiés :

- Expert depuis plus de 30 ans
- Installation/mise en service possible
- Assistance Technique Proteor Premium possible
- Formation spécifique Indi possible

Assistance Proteor Premium

Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement des technologies au service de l'indépendance et de l'autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maîtriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela Proteor a conçu un service d'assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l'utilisation quotidienne de ces technologies. Découvrez les services proposés par l'Assistance Proteor Premium sur notre site internet.

Contacts et renseignements

Proteor Aides Électroniques



aides.electroniques@proteor.com



03 80 78 42 20

Assistance technique / support client

Disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur rendez-vous uniquement l'après-midi.



03 80 78 42 49



support@proteor.com

Et retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur notre site :
www.proteor.aides.electroniques.com