

Kéo

Pour quels types de handicap ?



Kéo est une télécommande autonome spécifiquement conçue pour des personnes dépendantes. Il concerne principalement mais pas uniquement les personnes atteintes de:

- Tétraplégie traumatique
- Sclérose latérale amyotrophique
- Sclérose en plaque
- myopathie
- **Toute limitation motrice ou toute difficulté ne permettant pas l'usage des télécommandes traditionnelles du domicile.**

Kéo a été conçu pour un usage sur table, lit ou fauteuil roulant avec une compatibilité sur différents supports.

Kéo se décline en deux versions indépendantes. Une standard et une Bluetooth qui permet en plus le contrôle partiel d'un téléphone GSM Bluetooth compatible (composer un numéro, décrocher, raccrocher, etc...)

Pourquoi KEO ?

Accessibilité

- par clavier (écran tactile paramétrable)
- par contacteur adapté aux capacités motrices (contacteur en option)
- Accès par joystick adapté aux besoins (joystick en option)
- Accès par joystick de fauteuil roulant électronique (selon compatibilités)

Actions

- Envoi de codes infra rouge pour piloter les équipements audio vidéo et le téléphone (Infra rouge)
- Envoi de codes infra rouge pour piloter tous les équipements domotiques (volets, portes, lumières,...)
- Une sortie relais pour piloter par exemple un médaillon appel malade, une porte avec télécommande radio (1 seul code)
- Pilotage d'un ordinateur (récepteur infra rouge pour pc en option)

Caractéristiques

- Polyvalent, simple à programmer (et à reprogrammer), facile à installer
- Possibilité de sauvegarder les données de KEO avec KEO PC
- KEO est de petite taille.
- KEO est installable facilement table ou sur fauteuil roulant grâce à son support orientable (en option), et permet un passage facile d'une utilisation au lit et au fauteuil.
- KEO fonctionne sur batterie avec une autonomie d'une journée au moins.
- Rapport qualité/nombres de fonctions/coût unique

Références

Référence	Désignation
7T11-A	KEO v2
7T12-A	KEO v2 équipé Bluetooth pour téléphone mobile (Nous consulter pour compatibilité)
7T0102	Boitier sortie contact KEO
7T0104	Support de table KEO
7T0105	Logiciel KEOpilot (ajouter 7T04)
7T0106	Logiciel KEOconfig (ajouter 7T04)
7T0107	Protection plastique
7T0114	Logiciel KEOpilot pour PCEye
7T02	Récepteur infrarouge pour pc (incluant l'interface 7T0201)
7T0201	Interface usb pour récepteur infrarouge KEO pour pc (inclus dans 7T02)
7T03	Emetteur pour contacteur
7T04	Kit de sauvegarde sur pc (incluant l'interface USB 7T0401)
7T0401	Interface USB Serie KEO (inclus dans 7T04)
7T06	Cable KEO/joystick Penny and Giles
7T08	Câble KEO/interface fauteuil
7T09	Joystick KEO avec son support
7T0905	Câble adaptateur pour joystick KEO
7T10	Joystick KEO seul
7T1201	Interface KEO pour bras KEO 7T32
7T1203	Interface Bluebox KEO/Meyracan
7T1204	Rallonge KEO pour prise rj45 (20cm)
7T32	Support orientable pour 7T11-A et 7T12-A (à utiliser avec 7T1201)
7T3203	Plateau rapide complet (pour utilisation avec bras 7T21 ou 7N434)
7N434	Support bras light (à utiliser avec 7T3203)

Accompagnement

Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis plus de 32 ans*
- *Installation/mise en service possible*
- *Présentation sur place*
- *Devis gratuit*
- *Maintenance spécifique*
- *Appareil de prêt en cas de besoin*

Contacts et renseignements

Proteor aides électroniques

- Par email : aides.electroniques@proteor.com
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : aides.electroniques.proteor.fr

Assistance technique / support client

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : support@proteor.com