

# Tobii PC Eye Mini

## Pour quels types de handicap ?



**Tobii PC Eye mini** est une commande oculaire s'adaptant à un PC de bureau ou portable, dédiée aux personnes ne pouvant plus utiliser le clavier ou la souris standard de leur ordinateur. Le contrôle du curseur de la souris se fait alors avec les yeux de manière instantanée et avec haute précision. Il convient aussi à l'usage de la stimulation sensorielle.

**Tobii PC Eye mini** est autonome, clipsable (magnétique), et fonctionne comme une souris. Les utilisateurs peuvent maintenant avoir un accès et un contrôle total de leurs programmes Windows personnels avec simplement leurs yeux.

**Tobii PC Eye mini** est Précis, Fiable et Facile à utiliser. Sans être perturbé par les affections oculaires individuelles (réglable sur un seul œil par exemple), ni les mouvements de tête incontrôlables ou les variations d'intensité lumineuse, il suit avec précision tous les mouvements oculaires que vous réalisez.

Installez le logiciel, fixez et branchez (USB) l'oculomètre sous l'écran, suivez le guide de configuration et un processus de calibrage de quelques secondes vous donne l'accès par le regard.

**Calibrage sauvegardé, et rarement, sinon jamais, répété pour un même utilisateur.**

**Tobii PC Eye mini** peut aussi être paramétré pour plusieurs utilisateurs, le rendant très intéressant pour un usage collectif comme dans une classe d'école, une institution spécialisée, un centre de rééducation, ...

**Tobii PC Eye mini** est indépendant de votre PC, et cela vous permet de garder un niveau de performance technologique.

**Tobii PC Eye mini** peut être couplé à l'utilisation d'un logiciel comme The Grid ou Tobii Communicator pour pouvoir faciliter l'accès informatique. Il peut être aussi couplé à des logiciels de stimulation sensorielle (Eye Fx Sensory guru) ou d'apprentissage comme « Look to Learn » dans le cadre d'un travail spécifique. Couplé au logiciel « Tobii gaze Viewer », il permet d'enregistrer le suivi du regard et donc d'analyser le comportement de l'utilisateur

**Tobii PC Eye mini** est particulièrement destiné aux :

- Blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques,...) souhaitant utiliser l'outil informatique
- Personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA, SEP, Parkinson,...)
- Personnes présentant une athétose limitant l'accès par pointage digitale pour l'accès informatique
- Aux personnes polyhandicapées ou autres situations nécessitant un programme de stimulation sensorielle ou un apprentissage sur les systèmes de « cause à effet »

# Pourquoi PC Eye Mini

## Accessibilité

- Par commande oculaire :
  - avec validation automatique (délai de temporisation réglable),
  - validation par contacteur (contacteur en option),
  - validation par le clignement des yeux.
  - validation par système de zoom progressif (« gaze interaction »)
- Réglage un seul œil possible
- Utilisation de lunettes et lentilles de contacts possible (vérifier les reflets)

## Actions

- Contrôle de la navigation du pointeur par le regard
- Utilisation d'un clavier virtuel adaptable
- Possibilité de coupler avec l'installation de logiciel de stimulation sensorielle et environnement Snoezelen (Eye Fx)
- Possibilité de coupler avec l'installation d'un logiciel de d'apprentissage et d'évaluation de la commande par le regard (Look to Learn)
- Possibilité de coupler avec l'installation de logiciel de communication et d'adaptation de l'environnement Windows : accès simplifié aux emails, Facebook, YouTube,... (Grid 3, Tobii Communicator, Sonokey,...)

## Caractéristiques

- Haute précision pendant les **mouvements de tête** sans interrompre le suivi oculaire en cours (idéal pour personnes athétosiques)
- Suivi presque universel, inégalé - de nombreuses données montrent que les commandes oculaires Tobii suivent précisément, de manière fiable et automatiquement les mouvements de plus de 95% des gens
- De meilleures performances informatiques avec le processeur intégré directement à l'EyeTracker permettent à votre ordinateur de fonctionner à sa vitesse normale durant une session oculaire.
- Portabilité totale

### Tobii PC Eye mini

<b>Distance de fonctionnement</b>	45-85 cm
<b>Plan d'action à 50 cm de l'écran</b>	35 cm (gauche-droite) 30 cm (haut bas)
<b>Taille d'écran admissible</b>	<b>10 à 19 pouces</b>
<b>Montage</b>	Adhésif système magnétique Pour les PC portables, nécessite au moins 2cm entre l'écran et le clavier pour positionner le PC Eye.
<b>Alimentation</b>	Par USB 2.0
<b>Poids</b>	59g
<b>Taille</b>	170x18x13 mm
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7 ou Window 8.1 (sauf Win8 RT) ou Windows 10
<b>Système requis</b>	Processeur : 1GHz – 2 cores Mémoire vive (RAM) : 2GB 60Mo Vidéo RAM Pixel shader 2.0 ou plus

# Accompagnement

Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis plus de 30 ans*
- *Installation/mise en service possible*
- *Formation spécifique possible*
- *Devis gratuit*
- *Possibilité d'explication et d'assistance par téléphone (gratuit)*
- *Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la panne)*

## Références

Référence	Désignation
7N50	<b>PC EYE MINI - commande oculaire pour PC</b>
7N50-EXT3	<b>PC EYE MINI - commande oculaire pour PC Garantie 3 ans</b>
7N52	<b>PC EYE EXPLORE – Option Windows Control</b>
7N4001	Support Magnétique PC Eye Explore (lot de 2) (inclus dans 7N40)
7N4002	Support Magnétique PC Eye Explore d'adaptant sur support magnétique PC Eye GO
7N5001	LOT DE FIXATIONS pour PC Eye Mini (inclus dans 7N50)
7 E27	Logiciel Tobii Communicator 5(Licence 3 activations)
7 <sup>E</sup> 30	Logiciel Grid 3 (licence 1+1 activation)
7 E2101	Logiciel Eye Fx (stimulation sensorielle et cause à effet) (Licence 1 activation)
7 E20	Logiciel Look to Learn (apprentissage de la commande oculaire/ cause à effet/ évaluation) (Licence 1 activation)
7 E26	Extension Scenes and Sounds pour look to learn (Licence 1 activation) 26 activités additionnelles
7 E23	Logiciel Tobii Gaze Viewer « analyse du regard » (licence 1 activation)
7N51	EYE MOBILE incluant PC Eye Mini et Tab Surface Pro 4
7N5101	EYE MOBILE incluant PC Eye Mini sans tablette
7N5102	Station d'accueil Eye mobile pour Pc Eye mini

# Contacts et renseignements

---

## Proteor aides électroniques

- Par email : [aides.electroniques@proteor.com](mailto:aides.electroniques@proteor.com)
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : [aides.electroniques.proteor.fr](http://aides.electroniques.proteor.fr)

## Assistance technique / support client

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : [support@proteor.com](mailto:support@proteor.com)