



COULEUR	rouge	noir	jaune	gris	gris	noir	noir	autocollants : jaune, rouge, bleu, vert	autocollants : jaune, rouge, bleu, vert	noir, blanc, rouge, vert, violet, rose, jaune, bleu, sourire, cercle, main, perso	rouge, vert, jaune, bleu, sourire, main	vert	rouge	rouge
TYPE	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
ACTION	pression	pression légère	pression légère	pression	inclinaison mercure	pince totale	pression	pression	pression	pression	pression	pression	levier	pression
SURFACE ACTIVATION (cm)	1,27 x 1,27	4,5 x 1,3	5,08 diamètre	8 diamètre	2,2 x 0,6 x 0,6	7,62 x 3,5 diamètre	4,5 diamètre	4,5 diamètre	2,5 diamètre	6,3 diamètre	11,5 diamètre	6,35 diamètre	10,16 x 5	6,35 diamètre
FORCE ACTIVATION (g)	300	10	50	180	0	300	400	250	130	100	150	71	110	43
DEPLACEMENT AVANT ACTIVATION (cm)	0,4	0,7	0,05	0,2	moins de 5°	0,5	0,8	0,2	0,03	0,12	0,17	0,0635	10° de flexion	0,0381
RETOUR	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	tactile	clic auditif, tactile	aucun	aucun	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	aucun	clic auditif, visuel, tactile
TAILLE PRISE (mm)	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm
REFERENCE	7C01	7C02	7C03	7C04	7C05	7C07	7C08	7C09	7C10	7C15, 7C16, 7C17, 7C18, 7C19, 7C20, 7C21, 7C22, 7C29	7C23, 7C24, 7C25, 7C26, 7C27, 7C28	7C43	7C30	7C36



COULEUR				gris	rouge, vert, bleu, noir, jaune	rouge, bleu, vert, jaune, noir	rouge, bleu, vert, jaune, noir	rouge	gris clair	noir	rouge	blanc		noir et blanc
TYPE	électronique	électronique	électronique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	pneumatique	mécanique	électronique	électronique	électronique
ACTION	infra rouge	infra rouge	air	pression	pression	pression	pression	pression	levier	pression	pression	air	contraction musculaire	pression ou effleurement
SURFACE ACTIVATION (cm)	capteur infra rouge	capteur infra rouge	tube au souffle non réglable	2,5 x 5,5	6,35 diamètre	12,7 diamètre	3,5 diamètre	12,7 diamètre	boule de 15 mms	10 diamètre	3,5 diamètre	selon modèle : tube diamètre 0,8mm ou 5 mms par 15 mms	1,5 diamètre	2,5 diamètre
FORCE ACTIVATION (g)	0	0		50 à 300	71	156	100	200g à 1,5kg	30g	10 à 1000	100	au souffle et réglable	réglable	réglable (effleurement ou à distance : 1cm)
DEPLACEMENT AVANT ACTIVATION (cm)	calibrable	calibrable	sans déplacement	0,3	0,0635	0,1143	0,0635	0,1143	0,5	ajustable: de 0 à environ 1	0,0635	sans déplacement	sans déplacement	sans déplacement
RETOUR	bip auditif	bip auditif	sans	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif, tactile	clic auditif	sans	clic auditif, tactile	sans	bip auditif	bip sonore, signal lunimeux
TAILLE PRISE (mm)	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm	3,5mm ou prise usb
REFERENCE	7C37	7C38	7H49	7L04	7C40	7C41	7N413, 7N41301, 7N41302, 7N41303, 7N41304	7N425	7N82	7T57	7T59	7T100	7N93	7N19